

**La gradilla más flexible diseñada para su uso con multitud de diámetros y alturas de tubo**

**Sostiene prácticamente cualquier tubo de marca de 10-30 mm de diferentes alturas.**

**Múltiple Configuraciones**


- Insertos intercambiables de gradilla sostienen varios tamaños de tubos firmemente en su lugar para asistir a los técnicos quienes constantemente alternan entre los recipientes de muestra
- Los insertos de gradilla con bisagras se pueden girar en posición superior o inferior para adaptarse de forma segura al tamaño y la altura del tubo que se utiliza

**Diseño Multi-Funcional**


- El diseño abierto permite una mejor visibilidad del llenado y graduaciones de tubos
- Los pozos de la gradilla tienen un diseño de lágrima único que permite una mejor retención de tubos sobre los diseños tradicionales
- Gire el inserto de gradilla en posición de ángulo para facilitar un pipeteo más cómodo y permitir una mejor visibilidad






La posición baja es la altura ideal cuando se trabaja con tubos de microcentrífuga más cortos



Manijas ergonómicas para facilitar el transporte de la gradilla



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Incluido:</b><br><b>1 Base + 6</b><br><b>Insertos de</b><br><b>Gradilla de Tubos</b> |  |  |  |
|   | Dos Insertos de 10-13 mm se Adaptan a Tubos de 5 mL, 7.5 mL, 10 mL                  | Dos Insertos de 13-17 mm se Adaptan a Tubos de 5 mL, 15 mL                           | Dos Insertos de 25-30 mm se Adaptan a Tubos de 25 mL, 0 mL                            |

**OneRack® Multi**

US Patente No. 9776188

| Núm. Parte | Color  | L x A x A pulg. | L x A x A cm      | # Insertos Incluidos | Diám. Pozo/Inserto | No. Pozos/Inserto | MDU   |
|------------|--|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------|
| 120817     | Azul/ Natural <span style="color:blue">■</span> <span style="color:gray">□</span>    | 12.2 x 4.2 x 3  | 30.9 x 10.7 x 7.7 | 6 (2 c/u/ Diámetro)  | 13 mm              | 20                | 1 c/u |
|            |  |                 |                   |                      | 17 mm              | 20                |       |
|            |  |                 |                   |                      | 30 mm              | 6                 |       |
| 120818     | Morado/Natural <span style="color:purple">■</span> <span style="color:gray">□</span> | 12.2 x 4.2 x 3  | 30.9 x 10.7 x 7.7 | 6 (2 c/u/ Diámetro)  | 13 mm              | 20                | 1 c/u |
|            |  |                 |                   |                      | 17 mm              | 20                |       |
|            |  |                 |                   |                      | 30 mm              | 6                 |       |