

Conveniente para nuevos laboratorios o para clientes que persiguen un nuevo juego de pipetas cuales alcanzan los volúmenes más comunes. El kit incluye tres (3) Pipetas Pearl® monocanal, un Estand Universal Carrusel para pipetas y Depósitos de Reactivos ¡todo a un precio de valor!

## Estand de Pipetas Carrusel Universal

Sostén y almacena las pipetas con estilo con el Estand de Pipetas Carrusel Universal, de Heathrow Scientific, cual sostienen hasta ocho (8) de monocanal, cuatro (4) multi-canal o una combinación de ambas. Un diseño deslizante y moderno permite que este stand virtualmente sostenga firmemente cualquier marca de pipetas en el mercado haciéndolo realmente 'universal' mientras dándole un destello de color a la mesa de trabajo.

## Pipetas Pearl®

Pipetas Pearl®, de Heathrow Scientific, fueron diseñadas específicamente para la facilidad y comodidad. El diseño deslizante, ergonómico y el embolo de presión reducida ayuda a reducir lesiones de esfuerzo repetitivo (LER), ya que la pipeta requiere operación de presión de 2/3 a las pipetas estándar. Una completa gama de pipetas Pearl® de monocanal o multicanal son disponibles.

## Depósitos de Reactivos


Depósitos de multicanal, de Heathrow Scientific, son superiores en todos los sentidos con paredes gruesas, torretas en cada esquina resistente al aplastamiento, canales fáciles de verter, marcas de graduación de 25 mL, y pestañas para prevenir que los depósitos amontonados no se peguen.



## Kit de entrada para Pipeteo

Pieza # HS120554

### Estand de Pipetas Carrusel Universal




Medidas	Color	Mango Inferior	Mango Superior
Base 6.2 pulg.; Tapa 9 pulg.; Altura 16.1 pulg. (Base 15.8 cm; Top 22.9 cm; 40.8 H cm)	Surtido		Trans- parente (8) Surtido (1 of each)

Morado, Amarillo, Rojo, Gris, Transparente y Azul

### Depósito de Reactivos

Volumen	Material	Estéril	L x A x A	Cant.
55 mL	Poliestireno Blanco	Estéril	5.70 x 3.34 x .98 in (14.5 x 8.5 x 2.5 cm)	5

### Pipeta Pearl®

Rango de Volúmenes	No. Canales	Color
2–20 µL	Single	Morado Claro 
20–200 µL	Single	Amarillo 
100–1000 µL	Single	Azul 



HS120104  
100–1000 µL

HS120102  
20–200 µL

HS120099  
2–20 µL