

# true north®

caja criogénica para portaobjetos

## Almacene con total confianza en temperaturas de hasta -80°C

Las cajas criogénicas para portaobjetos True North ofrecen una solución única para almacenar portaobjetos en hasta -80°C. Su estructura de policarbonato duradero con un resistente broche de acero inoxidable provee almacenamiento y transporte para portaobjetos de 3 x 1" (25 x 75 mm). La caja para laminillas criogénica proporciona 100 ó 25 lugares de capacidad con espacios entre los portaobjetos para prevenir el contacto entre ellos.

Una hoja de identificación numérica permanente está impresa en el revestimiento de espuma resistente a la temperatura de la tapa abatible. Estas herramientas proveen el una gran capacidad de mantenimiento de inventarios. Las cajas son apilables y autoclaveables.

No. de parte	Capacidad	Bisagra	L x An x Al	Color
<b>HS15988H</b>	100 láminas	Níquel	208 x 175 x 34 mm	Púrpura ■
<b>HS120316</b>	25 láminas	Tapa de ajuste	141 x 88 x 35 mm	Azul ■



## Cajas Premium para portaobjetos

Las cajas para portaobjetos son ideales para almacenar o transportar portaobjetos de tamaño estándar (25 x 75 mm y 1 x 3 pulgadas)

- Cajas rígidas y moldeadas que sostienen con seguridad gracias a sus ranuras acanaladas.
- Cajas durables de plástico ABS están disponibles con revestimientos tanto de corcho como de espuma.
- Tanto el revestimiento como las ranuras están numeradas, correspondiendo a su hoja de inventario.



### Caja para portaobjetos con 25 lugares

Fácil acceso con cubierta con ajuste de fricción

No. de parte	Capacidad	Revestimiento	Bisagra	L x An x Al	Color
<b>HS15989A</b>	25 laminillas	Corcho	Ajuste a presión	141 x 88 x 35 mm	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15989B</b>	25 laminillas	Corcho	Ajuste a presión	141 x 88 x 35 mm	Verde <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15989C</b>	25 laminillas	Corcho	Ajuste a presión	141 x 88 x 35 mm	Rojo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15989E</b>	25 laminillas	Corcho	Ajuste a presión	141 x 88 x 35 mm	Blanco <input type="checkbox"/>
<b>HS15989M</b>	25 laminillas	Espuma	Ajuste a presión	141 x 88 x 35 mm	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15989P</b>	25 laminillas	Espuma	Ajuste a presión	141 x 88 x 35 mm	Rojo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15989R</b>	25 laminillas	Espuma	Ajuste a presión	141 x 88 x 35 mm	Blanco <input type="checkbox"/>



### Caja para portaobjetos con 50 lugares

Mecanismo de cerrojo de presión

No. de parte	Capacidad	Revestimiento	Bisagra	L x An x Al	Color
<b>HS15996A</b>	50 laminillas	Corcho	Picaporte	209 x 86 x 35 mm	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15996B</b>	50 laminillas	Corcho	Picaporte	209 x 86 x 35 mm	Rojo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15996C</b>	50 laminillas	Corcho	Picaporte	209 x 86 x 35 mm	Blanco <input type="checkbox"/>

Disponible solamente con revestimiento de corcho



### Caja con espacio para 100 portaobjetos

Cierres de seguridad de níquel platinado, resistente a la corrosión y bisagras de pasador

No. de parte	Capacidad	Revestimiento	Bisagra	L x An x Al	Color
<b>HS15994A</b>	100 laminillas	Corcho	Cierre de níquel	208 x 175 x 34 mm	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15994B</b>	100 laminillas	Corcho	Cierre de níquel	208 x 175 x 34 mm	Verde <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15994C</b>	100 laminillas	Corcho	Cierre de níquel	208 x 175 x 34 mm	Rojo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15994D</b>	100 laminillas	Corcho	Cierre de níquel	208 x 175 x 34 mm	Amarillo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15994E</b>	100 laminillas	Corcho	Cierre de níquel	208 x 175 x 34 mm	Blanco <input type="checkbox"/>
<b>HS15994F</b>	100 laminillas	Corcho	Cierre de níquel	208 x 175 x 34 mm	Gris <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15994G</b>	100 laminillas	Corcho	Cierre de níquel	208 x 175 x 34 mm	Negro <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15994M</b>	100 laminillas	Espuma	Cierre de níquel	208 x 175 x 34 mm	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15994P</b>	100 laminillas	Espuma	Cierre de níquel	208 x 175 x 34 mm	Rojo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15994R</b>	100 laminillas	Espuma	Cierre de níquel	208 x 175 x 34 mm	Blanco <input type="checkbox"/>



### Caja con espacio para 100 portaobjetos largos

Caja premium apilable con espacio para 100 portaobjetos

No. de parte	Capacidad	Revestimiento	Bisagra	L x An x Al	Color
<b>HS15979A</b>	100 laminillas	Corcho	Cierre de níquel	208 x 175 x 60 mm	Azul <input checked="" type="checkbox"/>

Disponible solamente con revestimiento de corcho  
Espacio adicional para portaobjetos de 3 x 2 pulgadas

## Caja estándar para portaobjetos

Hechas de polipropileno durable

- Las cajas para portaobjetos tienen capacidad para 25 ó 100 portaobjetos estándar (25 x 75 mm y 1 x 3 pulgadas)
- Las tapas están aseguradas con una cerradura de broche
- Su base maximiza la estabilidad
- Tarjeta para identificación de portaobjetos
- Sin revestimiento. Apilable



No. de parte	Capacidad	Bisagra	L x An x Al	Color
<b>HS15990A</b>	25 laminillas	Mecanismo de presión	141 x 92 x 30 mm	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15990B</b>	25 laminillas	Mecanismo de presión	141 x 92 x 30 mm	Rojo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15990C</b>	25 laminillas	Mecanismo de presión	141 x 92 x 30 mm	Blanco <input type="checkbox"/>
<b>HS15991A</b>	100 laminillas	Mecanismo de presión	210 x 169 x 37 mm	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15991B</b>	100 laminillas	Mecanismo de presión	210 x 169 x 37 mm	Rojo <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS15991C</b>	100 laminillas	Mecanismo de presión	210 x 169 x 37 mm	Blanco <input type="checkbox"/>