

droplet™

Organización y almacenamiento desechable de muestras

Bandeja corrugada para almacenamiento de muestras

Las bandejas corrugadas para almacenamiento son multi funcionales, ya que pueden ser usadas con las divisiones incluidas para portar contenedores de muestras, o sin dichas divisiones para utensilios generales del laboratorio.

- Hechas de polipropileno corrugado
- Resistente a la humedad, reduciendo significativamente el riesgo de moho
- Ligero y resistente para portar hasta 24 contenedores de muestras llenos.
- Apilable con otras bandejas
- Las divisiones removibles permiten usar el revestimiento exterior para almacenar o transportar productos de laboratorio.
- Se entrega sin armar e incluye 10 bandejas y 10 divisores.
- Desechable
- Almacenable en temperaturas de hasta - 80° C.


Número de parte	Pozos	Tamaño de los pozos	L x An X Al	Paquetes	Color
HS120375	24	58 mm	140.6 x 26 x 8.9 cm	10/pack	Blanco <input type="checkbox"/>



Ideal para almacenar o transportar productos de laboratorio



Divisores removibles



Las bandejas son enviadas sin armar.
Se reduce el espacio requerido para almacenarlas.





Droplet™ Bandeja para almacenamiento de muestras


Organización de muestras para el laboratorio. Liger y resistente para transportar hasta 24 contenedores para muestras (contenedores no incluidos).

- Las divisiones removibles permiten usar el revestimiento exterior para almacenar o transportar productos de laboratorio.
- Apilable con hasta 4 bandejas
- Etiquetas de plástico incluidas que permiten una identificación fácil y rápida de modificar (incluidas)
- Apta para limpiarse con desinfectantes y germicidas comunes.

Número de parte	Pozos	Tamaño de los pozos	L x An x Al	Paquetes	Color
HS120172	24	58 mm	48 x 33.1 x 8.4 cm	1 pza	Blanco <input type="checkbox"/>



Ideal para almacenar o transportar productos de laboratorio



Número de parte	Acomodo	Pozos	Tamaño de los pozos	L x An x Al	Paquetes	Color
HS120091	6 x 4	24	58 mm	39.3 x 26.2 x 5 cm	1	Azul <input checked="" type="checkbox"/>

Gradilla metálica para muestras de orina

- Ideal para contenedores de orina de hasta 58 mm de Diámetro
- Base con malla de soporte
- Autoclaveable