

# smartBOATS™

## Una solución verde para el pesado de muestras

Los Smart Boats están hechos de papel Certificado FSC (Eco IN) y cuando son desechados con la basura ordinaria se degradan naturalmente (Eco OUT).

- Controla los contenidos como un bote de pesaje de poliestireno
- Una alternativa al papel para pesar estándar ya que son muy sencillas de usar
- Hecho de papel a prueba de grasa que cumple con la FDA CFR 21 176.170 (componentes de papel en contacto con alimentos acuosos y grasos) y con CFR 21 176.180 (contacto con alimentos secos)
- Compatible con aplicaciones de calor con una temperatura límite de 210°C
- Disponible en tamaño pequeño y mediano en color café para muestras con color, y en blanco para muestras oscuras

### Certificaciones

**USA:** Hechas en una fábrica certificada ISO 9002 en conformidad con las regulaciones BGW, Haccp y FDA. Certificación FSC

**EU:** Certificación ISO 14001 - Política ambiental, Certificación BRC / IOP, Certificación ISO 9001, Certificación FSC

No. de Parte	Tamaño	L x A x Al	Paquete	Color
HS120312	Pequeño	35 x 35 x 15.8 mm	500/Pq	Café <input checked="" type="checkbox"/>
HS120313	Mediano	47.6 x 47.6 x 14.2 mm	500/Pq	Café <input checked="" type="checkbox"/>
HS120314	Pequeño	35 x 35 x 15.8 mm	500/Pq	Blanco <input type="checkbox"/>
HS120315	Mediano	47.6 x 47.6 x 14.2 mm	500/Pq	Blanco <input type="checkbox"/>




## Botes de pesaje

Botes de poliestireno flexible con suaves superficies para brindar precisión al verter con mínima pérdida de muestra

- Seleccione blanco, negro, o azul para un mejor contraste y asegurar la completa remoción de la muestra
- Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes, y bases
- Rango de temperatura desde -10°C hasta 70°C (14 a 158°F)
- Puede usarse con analizadores de humedad de microondas
- Obedecen a la calificación para alimentos de la FDA
- Desechable


Superficies suavizadas para facilitar el vertido



### Botes de pesaje estándar

- Los botes tienen un fondo amplio y plano que resiste la inflexión
- Las esquinas redondeadas simplifican la transferencia


No. de parte estandar	No. de parte antiestático	Tamaño	L x An x Al	Paquete	Color
<b>HS1420A</b>	<b>HS1420AA</b>	Pequeño	46 x 46 x 8 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>
<b>HS1420B</b>	<b>HS1420BB</b>	Mediano	85 x 85 x 24 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>
<b>HS1420C</b>	<b>HS1420CC</b>	Grande	140 x 140 x 22 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>
<b>HS1421A</b>	<b>HS120222</b>	Pequeño	46 x 46 x 8 mm	500/pk	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS1421B</b>	<b>HS120223</b>	Mediano	85 x 85 x 24 mm	500/pk	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS1421C</b>	<b>HS120224</b>	Grande	140 x 140 x 22 mm	500/pk	Azul <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS1423A</b>	<b>HS1423AA</b>	Pequeño	46 x 46 x 8 mm	500/pk	Negro <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS1423B</b>	<b>HS1423BB</b>	Mediano	85 x 85 x 24 mm	500/pk	Negro <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS1423C</b>	<b>HS1423CC</b>	Large	140 x 140 x 22 mm	500/pk	Negro <input checked="" type="checkbox"/>



### Botes de pesaje hexagonales

- Botes curvados flexibles en ciertos puntos para formar canales
- Fondo plano y lados inclinados que brindan una transferencia precisa


No. de parte estandar	No. de parte antiestático	Tamaño	L x An x Al	Paquete	Color
—	<b>HS14251A</b>	Pequeño	38 x 25 x 9 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>
—	<b>HS14251B</b>	Mediano	64 x 51 x 19 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>
—	<b>HS14251C</b>	Grande	102 x 76 x 22 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>
—	<b>HS14251D</b>	X-Grande	127 x 89 x 31 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>



### Platos de pesaje para verter

- Diseño para verter fácilmente muestras sin flexionar el plato
- Los platos con fondo plano están hechos en poliestireno de 12mil de ancho para una mejor fortaleza, estabilidad y manejo.

No. de parte estandar	No. de parte antiestático	Tamaño	L x An x Al	Paquete	Color
<b>HS1419A</b>	<b>HS120225</b>	Pequeño	43 x 58 x 13 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>
<b>HS1419B</b>	<b>HS120226</b>	Mediano	83 x 132 x 26 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>
<b>HS1419C</b>	<b>HS120227</b>	Grande	108 x 183 x 26 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>



### Botes de pesaje cuadrados

- Botes poco profundos con un fondo amplio y plano para resistir la inflexión
- Ideal para el pesaje de productos sólidos

No. de parte estandar	No. de parte antiestático	Tamaño	L x An x Al	Paquete	Color
<b>HS1422</b>	—	Mediano	90 x 90 x 7 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>

### Botes de pesaje en forma de diamante

- Forma de diamante que se flexiona fácilmente para un vertimiento preciso
- Fondo amplio y plano que resiste la inflexión

No. de parte estandar	No. de parte antiestático	Tamaño	L x An x Al	Paquete	Color
<b>HS1424AA</b>	<b>HS1425AA</b>	5 mL	55 x 35 x 6 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>
<b>HS1424A</b>	<b>HS1425A</b>	25 mL	71 x 46 x 14 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>
<b>HS1424B</b>	<b>HS1425B</b>	30 mL	78 x 56 x 14 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>
<b>HS1424C</b>	<b>HS1425C</b>	100 mL	119 x 90 x 19 mm	500/pk	Blanco <input type="checkbox"/>
<b>HS1427AA</b>	<b>HS1426AA</b>	5 mL	55 x 35 x 6 mm	500/pk	Negro <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS1427A</b>	<b>HS1426A</b>	25 mL	71 x 46 x 14 mm	500/pk	Negro <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS1427B</b>	<b>HS1426B</b>	30 mL	78 x 56 x 14 mm	500/pk	Negro <input checked="" type="checkbox"/>
<b>HS1427C</b>	<b>HS1426C</b>	100 mL	119 x 90 x 19 mm	500/pk	Negro <input checked="" type="checkbox"/>



Botes flexibles que se doblan para formar canales