



Tome lo que necesite y almacene el resto

Trabajar con muestras almacenadas en baja temperatura nunca ha sido más fácil. Elimine el problema de sacar una gradilla completa de muestras del almacenamiento en frío con TracRack.

Ocho segmentos individuales están alojados en una caja de 2" hecha en polipropileno que permite al usuario una fácil apertura, así como identificar y remover solo los segmentos de muestra requeridos. Una vez que los segmentos son removidos, simplemente vuelva a colocar la tapa de la caja y deje el resto de muestras almacenado.

Cada segmento de tubo está hecho de polipropileno durable que permite un trabajo fácil mientras se ahorra un valioso espacio en el escritorio. Dos versiones están disponibles, tracrack que acomoda crio-tubos y tubos para micro-centrífuga de 1.5 y 2.0 mL, y el tracrack reversible, el cual aloja tubos de micro centrífuga de 64 x 0.5 mL en un lado, y micro tubos de 96 x 0.2 mL en el otro.

- Ayuda a reducir contaminación cruzada
- Ahorra valioso espacio de trabajo y permite mayor espacio para la manipulación de muestras.
- Evita que las tapas de los tubos de micro centrífuga interfieran con otros pozos.
- Identificación alfanumérica de pozos
- Los tubos de segmento se venden con la caja


tracrack®


- Los pozos tienen una depresión central para estabilizar tubos cónicos y asegurar los viales criogénicos en posición para abrirlos a una sola mano.
- Crio-Tubos o tubos de microcentrífuga de 1.5 -2.0 mL

No. de parte	Tubos	Pozos	Diámetro de pozos	L x An x Al	Paquete	Color
HS120356	1.5/2.0 mL	64	12.3 mm	12.93 x 13.0 x 3.5 cm	1pza	Púrpura ■

tracrack® Caja externa

- Hecho en polipropileno de película fina
- Puede almacenarse hasta en temperaturas de - 80°C
- Resistente a la humedad, reduciendo significativamente el moho
- Los segmentos removibles permiten que la caja sea usada como almacenaje de otros productos pequeños de laboratorio
- Sellado a la luz para materiales fotosensibles
- Cajas de 2" que se adecúan a estantes estándar para congelador






tracrack® micro

- Ocho segmentos reversibles por caja
- 64 micro tubos de 0.5mL, 96 x 0.2mL, o una combinación de ambos

No. de parte	Tubos	Pozos	Diámetro	L x An x Al	Paquete	Color
HS120357	0.2 mL	64	5.1 mm	5.09 x 5.1 x 1.37 in	1pza	Púrpura ■
	0.5 mL	96	7.8 mm	(12.93 x 13.0 x 3.5 cm)		

Tubos cónicos para centrifugado y de muestras

- Microtubos 0.2, 0.5 y 1.5 mL
- Tapa plana incluida para un fácil uso de una mano
- 0.2 ml se adapta para termocicladores
- Las versiones de 0.5 y 1.5 ml contienen un área de marcado para congelación
- 100% polipropileno puro
- **Autoclaveable**
- **Desechable**



Certificado libre de DNasas, RNasas y pirógenos

No. de parte	Volumen	Dimensiones	Graduación	Clasificación Mac RFC	Paquete	Color
a HS4423	0.2 mL	D.E. 6.9 mm (altura cerrado 22.20 mm)	Ninguna	15,000 x g	pq c/1000 a granel	Natural <input type="checkbox"/>
b HS4422	0.5 mL	D.E. 10.1 mm (altura cerrado 31.70 mm)	0.1, 0.3, 0.5	15,000 x g	pq c/1000 a granel	Natural <input type="checkbox"/>
c HS4323	1.5 mL	D.E. 12.9 mm (altura cerrado 40.30 mm)	0.1, 0.5, 1.0	16,400 x g	pq c/500 a granel	Natural <input type="checkbox"/>
c HS4325	1.5 mL	D.E. 12.9 mm (altura cerrado 40.20 mm)	0.1, 0.5, 1.0	16,400 x g	pq c/1000 a granel	Natural <input type="checkbox"/>
d HS4323K	1.5 mL	D.E. 13.4 mm (altura cerrado 40.06 mm)	0.1, 0.5, 1.0, 1.5	18,000 x g	pq c/500 a granel	Negro ■

Tubos criogénicos TrueNorth®

- Tapa de polipropileno resistente a punción y ruptura con sello de silicona y diseño ergonómico patentado de 1.5 giros para apertura o cierre
- Área para escritura y graduaciones
- Disponibles con tapas de colores (versión de 2.0 ml)
- Paquete de 50 viales con resellado interno, completo con certificado de esterilidad identificable
- Recomendado para congeladores mecánicos y Nitrógeno líquido fase vapor (-196°)



Certificado libre de DNasas, RNasas y pirógenos

No. de parte	Volumen	Dimensiones	Pkg.	Color
HS23202A	2.0 mL	D.E. 13 mm (altura cerrada 49 mm)	500/cj	Surtido* ■ ■ ■ ■ ■*
HS23202N	2.0 mL	D.E. 13 mm (altura cerrada 49mm)		Natural <input type="checkbox"/>

* Colores surtidos: Azul, Rojo, Verde, Púrpura, Gris



Tapas patentadas de fácil agarre